

Misturador A Vácuo Odontológico Pequeno Misturador A Vácuo De Laboratório Com Bomba De Vácuo

Número do item: ZB06



introdução

Misturador a vácuo odontológico para laboratórios com bomba de vácuo isenta de óleo, capacidade de 500ml, vibração ajustável, mistura sem bolhas e preparação confiável de revestimento de fosfato, ágar, gesso e materiais de fundição para modelos densos e precisos.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Preparação de revestimento odontológico de fosfato	Misturar materiais de revestimento odontológico à base de fosfato sob vácuo antes do uso em fluxos de trabalho de modelos e fundição.	A redução do aprisionamento de ar ajuda a melhorar o comportamento de preenchimento e a densidade do modelo.
Fabricação de modelos de gesso odontológico	Preparar misturas de gesso para modelos odontológicos usando mistura controlada e vibração ajustável.	Suporta modelos mais uniformes e compactos com menos vazios visíveis.
Preparação de revestimento de ágar e material de fundição	Processar materiais à base de ágar em um ambiente de vácuo onde o ar aprisionado poderia afetar o preenchimento e a qualidade da superfície.	Melhora a penetração do material em formas e cavidades detalhadas.
Fluxos de trabalho de fundição em laboratório odontológico	Integrar a mistura a vácuo na fase de preparação para materiais usados em processos de fundição odontológica.	Fornecer um método de preparação repetível para resultados consistentes a jusante.
Pesquisa laboratorial de pequenos lotes	Preparar quantidades limitadas de revestimento, gesso, ágar e materiais de fundição relacionados para testes ou desenvolvimento de processos.	Tanques menores opcionais ajudam a ajustar a capacidade ao tamanho do lote e reduzir o uso desnecessário de material.
Educação odontológica e treinamento técnico	Demonstrar princípios de mistura a vácuo, vibração e preparação de material em laboratórios de ensino.	Oferece controle de processo visível e ajustável em uma unidade laboratorial compacta.

Parâmetro	Especificação
Número do Item do Produto	ZB06
Tipo de Produto	Misturador a vácuo odontológico de laboratório com bomba de vácuo
Função Primária	Misturar e vibrar revestimentos odontológicos e materiais de fundição sob vácuo
Materiais Compatíveis	Materiais de revestimento odontológico à base de fosfato, ágar, gesso e materiais de fundição relacionados
Tanque de Mistura Padrão	500 ml
Tanques de Mistura Opcionais	250 ml e 350 ml, personalizáveis

Parâmetro	Especificação
Volume Efetivo	500 ml
Grau de Vácuo	≤0,085 Mpa
Tipo de Bomba de Vácuo	Bomba de vácuo isenta de óleo
Velocidade de Mistura	270 r/min
Modo de Vibração	Ajustável continuamente
Potência	110 W
Fonte de Alimentação	220 V CA, 50 Hz
Dimensões Gerais	Comprimento × largura × altura: 350 × 320 × 580 mm
Peso	25 kg