

Placa De Revestimento De Vidro Para Laboratório E Aplicador De Filme Úmido

Número do item: TB14



introdução

Placa de revestimento de vidro para laboratório e aplicador de filme úmido para preparação uniforme de filmes, fixação segura de amostras, trabalho de revestimento estável, limpeza simples e avaliação econômica de revestimentos em laboratório, abrangendo fluxos de pesquisa e aplicações de teste de materiais com manuseio confiável e repetível em laboratórios exigentes.

Saiba mais

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Preparação de Papel Revestido	Utilize a placa de vidro e a braçadeira fornecida para fixar o papel durante a preparação de um filme de revestimento úmido. Os formatos disponíveis de 110 x 180 mm, 160 x 280 mm e 230 x 340 mm acomodam diferentes tamanhos de amostras de papel.	Oferece uma superfície estável e definida para preparar amostras de revestimento uniformes com posicionamento controlado do substrato.
Preparação de Filmes Úmidos em Laboratório	Prepare filmes úmidos de pequeno formato sobre uma área de trabalho plana de vidro para estudos de revestimento em laboratório e trabalhos comparativos com amostras.	Oferece um método simples e econômico para produzir filmes de teste consistentes sem equipamentos complexos.
Avaliação de Formulações de Revestimento	Aplique revestimentos a substratos de papel fixados e compare amostras preparadas sob condições de trabalho semelhantes.	Permite um manuseio repetível das amostras e uma comparação visual ou de processo mais direta.
Revestimento de Folhas Plásticas Pretas	Utilize o formato de 180 x 480 mm para revestir folhas plásticas pretas, conforme especificado para esta configuração.	Oferece uma área de trabalho mais longa, adequada à aplicação designada em folhas plásticas pretas.
Fluxos de Trabalho de Pesquisa de Materiais	Integre a unidade a fluxos de trabalho de bancada que exigem uma superfície plana de vidro, material de teste fixado e limpeza fácil após o uso.	Melhora a eficiência do manuseio diário, mantendo o método de preparação acessível e econômico.
Ensino em Laboratório e Desenvolvimento de Métodos	Demonstre procedimentos básicos de preparação de revestimentos e fixação de substratos usando uma superfície de vidro visível e um sistema manual de braçadeira.	Facilita a compreensão, a inspeção e a limpeza do processo de revestimento entre atividades experimentais.

Parâmetro	Especificação
Modelo	TB14
Tipo de Produto	Placa de revestimento de vidro para laboratório e aplicador de filme úmido
Construção	Placa de vidro fixada a uma placa de plástico especial
Espessura da Placa de Vidro	8 mm
Superfície de Vidro	Placa de vidro de alta planicidade
Estrutura de Suporte	Estrutura de suporte de borracha
Design Antiderrapante	Pés de borracha antiderrapantes
Retenção da Amostra	Braçadeira de aço fixa o papel de teste durante o revestimento
Descrição da Braçadeira	Braçadeira galvanizada

Parâmetro	Especificação
Área de Trabalho	Igual às dimensões da placa de vidro
Método de Operação	O material de teste é fixado com a braçadeira fornecida durante o revestimento
Limpeza	Superfície de trabalho de vidro fácil de limpar

Configuração	Tamanho da Placa de Vidro	Material de Revestimento Pretendido
Configuração 1 de Revestimento de Papel TB14	110 × 180 mm	Papel de revestimento
Configuração 2 de Revestimento de Papel TB14	160 × 280 mm	Papel de revestimento
Configuração 3 de Revestimento de Papel TB14	230 × 340 mm	Papel de revestimento
Configuração TB14 para Folha Plástica Preta	180 × 480 mm	Folha plástica preta de revestimento