

Prensa Hidráulica De Laboratório Aquecida 24T 30T 60T Com Placas Quentes Para Laboratório

Número do item: PCH



introdução

Prensas hidráulicas de laboratório de alta qualidade para preparação precisa de amostras. Escolha modelos automáticos ou aquecidos para pesquisa de materiais, farmácia e muito mais. Peça um orçamento agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
Intervalo de Pressão	0-24,0 toneladas	0-30,0 toneladas	0-30,0 toneladas
diâmetro do pistão	95mm (d) em cilindro de óleo cromado	110mm (d) em cilindro de óleo cromado	150mm (d) em cilindro de óleo cromado
Estrutura geral principal	Equipamento sem ligações seladas para reduzir pontos de fuga de óleo	Equipamento sem ligações seladas para reduzir pontos de fuga de óleo	Equipamento sem ligações seladas para reduzir pontos de fuga de óleo
Temperatura de aquecimento do molde	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C
Método de isolamento	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada
Método de arrefecimento	Arrefecimento rápido com arrefecimento a água [máquina de arrefecimento a água opcional]	Arrefecimento rápido com arrefecimento a água [máquina de arrefecimento a água opcional]	Arrefecimento rápido com arrefecimento a água [máquina de arrefecimento a água opcional]
Tamanho da placa quente	100×100mm (M×N) com chanfro	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
Tamanho do anfitrião	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
Dimensões	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
fonte de alimentação	600 W (220V/110V pode ser personalizado)	1200 W (220V/110V pode ser personalizado)	1000 W (220V/110V pode ser personalizado)
Peso	60 Kg	180 Kg	180 Kg