

Máquina De Prensa Hidráulica Aquecida Automática Dividida Com Placas Aquecidas

Número do item: PCSE



introdução

Prensa de laboratório aquecida automática KINTEK Split: Prensa hidráulica de precisão com aquecimento a 300°C para uma preparação eficiente das amostras. Ideal para laboratórios de investigação.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Gama de pressão	0-40,0 toneladas	0-30,0 toneladas
Processo de pressurização	Programar a pressurização - Manter o programa - Alívio de pressão temporizado	Pressurização do programa - Manutenção do programa - Alívio de pressão temporizado
Temperatura de aquecimento do molde	Temperatura ambiente-300.0°C	Temperatura ambiente -300.0°C / 500.0°C (Opcional)
Método de isolamento	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada
Método de arrefecimento	Arrefecimento rápido com arrefecimento a água [máquina de arrefecimento a água opcional]	Arrefecimento rápido com arrefecimento a água [máquina de arrefecimento a água opcional]
Tamanho da placa quente	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Tamanho do hospedeiro	500×480×650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Dimensões	850×480×650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
Fonte de alimentação	5500W (220V/110V pode ser personalizado)	3500W (220V/110V pode ser personalizado)
Peso da máquina	480 kg	280 kg