

Prensa Hidráulica Aquecida Automática Split Com Placas Aquecidas

Número do item: PCSE



introdução

Prensa de Laboratório Aquecida Automática Split KINTEK: Prensa hidráulica de precisão com aquecimento de 300°C para preparação eficiente de amostras. Ideal para laboratórios de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Faixa de Pressão	0-40,0 toneladas	0-30,0 toneladas
Processo de pressurização	Pressurização programada - Manutenção programada - Alívio de pressão temporizado	Pressurização programada - Manutenção programada - Alívio de pressão temporizado
Temperatura de aquecimento do molde	Temperatura ambiente-300,0°C	Temperatura ambiente -300,0°C / 500,0°C (Opcional)
Método de isolamento	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada
Método de resfriamento	Resfriamento rápido com água [máquina de resfriamento de água opcional]	Resfriamento rápido com água [máquina de resfriamento de água opcional]
Tamanho da placa quente	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Tamanho da unidade principal	500×480×650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Dimensões totais	850×480×650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
Fonte de alimentação	5500W (220V/110V pode ser personalizado)	3500W (220V/110V pode ser personalizado)
Peso	480 Kg	280 Kg