

Montagem De Um Molde De Prensa Cilíndrica De Laboratório Para Utilização Em Laboratório

Número do item: PMAC

introdução

Molde de prensa cilíndrica de laboratório de qualidade superior para uma preparação de amostras sem falhas. Evita a delaminação, aço japonês ultra-durável. Tamanhos personalizados disponíveis. Adquira já o seu!

[Saiba mais](#)



Modelo	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
Material	Cr12MoV				
Dureza do indentedor	HRC60-HRC62				
Tamanho da amostra	Φ3Φ4Φ5Φ6Φ8Φ10m (M)	Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20mm (M)	Φ30Φ40mm (M)	Φ50Φ60mm (M)	Φ70Φ80 mm (M)
Profundidade da cavidade	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensões externas	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mmΦ95*133mm(L*H)	Φ115*150mmΦ127*150mm (L*H)	Φ153*180mmΦ180*180mm(L*H)
Peso(Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8KgΦ6.3Kg	14KgΦ20Kg	30KgΦ40Kg

Outros tamanhos podem ser personalizados