

Montagem Do Molde Quadrado De Prensa De Laboratório Para Utilização Em Laboratório

Número do item: PMAS



introdução

O molde de prensa para laboratório Assemble da KINTEK garante uma preparação precisa da amostra para materiais delicados, evitando danos com um design de desmontagem rápida. Ideal para tiras finas e desmoldagem fiável.

[Saiba mais](#)

Modelo	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Material	Cr12MoV				
Dureza do indentador	HRC60-HRC62				
Tamanho da amostra	3*3[4*4[5*5[6*6[8*8[10* mm (M)	12*12[15*15[18*18[20*20mm(M)	30*30[40*40 mm (M)	50*50[60*60 mm(M)	70*70[80*80 mm (M)
Profundidade da cavidade	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensões externas	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm[Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm[Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm[Φ200*180mm(L*H)
Peso (kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg[14Kg	20Kg[30Kg	40Kg[50Kg

Outros tamanhos podem ser personalizados