

Máquina De Prensa Hidráulica Automática Aquecida Com Placas Aquecidas Para Laboratório

Número do item: PPL



introdução

Prensa Hidráulica de Laboratório Aquecida Automática KINTEK: Aquecimento de precisão, pressão uniforme e controlo automático para um processamento de amostras superior. Ideal para laboratórios e investigação. Contacte-nos hoje mesmo!

Saiba mais

Modelo do instrumento	PP-900L
Gama de pressão	0-10T
Processo de pressurização	Pressurização do programa - pressão do programa - alívio de pressão temporizado
Tempo de retenção da pressão	1 segundo ~ 9999 segundos (ajustado em "ossegundos" para maior clareza)
Curso do cilindro	80 mm
Temperatura de aquecimento	Até 1000°C
Material do molde	Liga à base de níquel (material resistente a altas temperaturas)
Tamanho da amostra	Φ10-30mm
Forma do molde	Φ50x90mm
O calibre do forno	Φ60mm
Tamanho da máquina inteira	400x380x780 (CxLxA) mm
Fonte de alimentação	220V 50Hz
Diagrama dimensional da prensa para comprimidos em pó	