

Prensa Hidráulica Aquecida Automática Com Placas Quentes Para Laboratório

Número do item: PCAH

introdução

Prensa Térmica de Laboratório Automática KINTEK: Aquecimento de precisão, controle programável e resfriamento rápido para preparação eficiente de amostras. Aumente a produtividade do seu laboratório hoje mesmo!

[Saiba mais](#)



Modelo do Instrumento	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
Faixa de Pressão	0-25,0 toneladas	0-25,0 toneladas	0-30,0 toneladas	0-40,0 toneladas
Processo de Pressurização	Pressurização programada - Manutenção programada - Alívio de pressão temporizado	Pressurização programada - Manutenção programada - Alívio de pressão temporizado	Pressurização programada - Manutenção programada - Alívio de pressão temporizado	Pressurização programada - Manutenção programada - Alívio de pressão temporizado
Temperatura de Aquecimento do Molde	Temperatura ambiente-300,0°C/500,0°C	Temperatura ambiente-300,0°C/500,0°C	Temperatura ambiente-300,0°C/500,0°C	Temperatura ambiente-300,0°C
Método de Isolamento	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada	Placa de isolamento importada
Método de Resfriamento	Resfriamento rápido com água [máquina de resfriamento de água opcional]	Resfriamento rápido com água [máquina de resfriamento de água opcional]	Resfriamento rápido com água [máquina de resfriamento de água opcional]	Resfriamento rápido com água [máquina de resfriamento de água opcional]
Tamanho da placa quente	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
Dimensões	300×390×560mm(C×L×A)	300×390×560mm(C×L×A)	400×490×580mm(C×L×A)	500×550×620mm(C×L×A)
Fonte de energia	1700 W (220V/110V pode ser personalizado)	1700 W (220V/110V pode ser personalizado)	3500 W (220V/110V pode ser personalizado)	5500 W (220V/110V pode ser personalizado)
Peso	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg