

Prensa Hidráulica Automática Para Laboratório Máquina De Prensagem De Pellets Para Laboratório

Número do item: PCEA



introdução

Atualize o seu laboratório com a Prensa de Laboratório Automática da KINTEK - precisão, eficiência e versatilidade para uma preparação de amostras superior. Explore os modelos agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Faixa de pressão	0,2-12,0 toneladas	1-20,0 toneladas	1-30,0 toneladas	1-40,0 toneladas	1-60,0 toneladas	1-100.0 toneladas	1-150,0 toneladas
Conversão de pressão	O programa converte automaticamente a pressão suportada pelo molde						
Ecrã	Ecrã LCD de 4,3 polegadas				Ecrã LCD de 7 polegadas		
Botões metálicos	Contactos prateados com uma vida útil superior a 100.000 vezes						
Proteção do equipamento	Proteção em chapa de aço com porta de vidro orgânico						
Interruptor de limite	Alívio automático da pressão quando o cilindro de óleo atinge a altura limite						
Curso do cilindro (T)	30 mm			50 mm			
Tamanho do espaço (M×N)	110×140 mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180 mm	185×220mm	185×250 mm	200×260 mm
Dimensões externas (C×L×A)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580 mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Fonte de alimentação do equipamento	240W (220V/110V pode ser personalizado)	550W (220V/110V pode ser personalizado)				1500W (220V/110V pode ser personalizado)	
Peso do equipamento	50 kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg