

Prensa Hidráulica De Laboratório Automática Máquina De Prensa De Pelotas De Laboratório

Número do item: PCEA



introdução

Atualize o seu laboratório com a Prensa de Laboratório Automática da KINTEK – precisão, eficiência e versatilidade para uma preparação de amostras superior. Explore os modelos agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Gama de Pressão	0,2-12,0 toneladas	1-20,0 toneladas	1-30,0 toneladas	1-40,0 toneladas	1-60,0 toneladas	1-100,0 toneladas	1-150,0 toneladas
Conversão de pressão	O programa converte automaticamente a pressão suportada pelo molde						
Ecrã	Ecrã LCD de 4,3 polegadas				Ecrã LCD de 7 polegadas		
Botões metálicos	Contactos prateados com uma vida útil de mais de 100.000 vezes						
Proteção do equipamento	Proteção em chapa de aço com porta de vidro orgânico						
Interruptor de limite	Alívio automático da pressão quando o cilindro de óleo atinge a altura limite						
Curso do cilindro (T)	30mm			50mm			
Tamanho do espaço (M×N)	110×140mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180mm	185×220mm	185×250mm	200×260mm
Dimensões externas (L×W×H)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Alimentação do equipamento	240W (220V/110V pode ser personalizado)	550W (220V/110V pode ser personalizado)				1500W (220V/110V pode ser personalizado)	
Peso do equipamento	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg