

Molde De Prensa De Laboratório Em Metal Duro Para Preparação De Amostras De Laboratório

Número do item: PMW



introdução

Moldes de prensa de laboratório em carboneto de alta qualidade para uma preparação precisa das amostras. Material YT15 durável e de elevada dureza, tamanhos personalizáveis. Ideal para XRF, investigação de baterias e muito mais.

[Saiba mais](#)

Modelo	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Material	Metal duro YT15						
Dureza do indentedor	HRC85-HRC90						
Tamanho da amostra	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 mm				
Profundidade da cavidade	30 mm	40 mm	45 mm				
Dimensões exteriores	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
Peso (kg)	0.78	1.8	3.8				

Outros tamanhos podem ser personalizados