

Molde Cilíndrico De Prensa De Aquecimento Elétrico Para Laboratório

Número do item: PMH



introdução

O molde de prensa de aquecimento elétrico cilíndrico da KINTEK oferece um aquecimento rápido (até 500°C), um controle preciso e tamanhos personalizáveis para a preparação de amostras de laboratório. Ideal para pesquisa de baterias, cerâmicas e materiais.

[Saiba mais](#)

Prima a forma da amostra	
Temperatura de aquecimento	Temperatura ambiente-300.0C (Modelos até 500°C disponíveis)
Material do fiapo	Liga de aço para ferramentas: 440C
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40mm (Personalizável)
Profundidade da cavidade	40mm(N)
Dimensões externas	Φ78*138mm, Φ90*138mm(L**H)
Fonte de alimentação	300 W (220V/110V pode ser personalizado)
Peso do molde	Aproximadamente 9kg

Diagrama dimensional

Pressão do molde [Mpa]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1