

Máquina Isostática De Prensagem A Frio Cip Para Laboratório Com Divisão Eléctrica

Número do item: PCESI



introdução

A prensa isostática a frio eléctrica de laboratório KINTEK garante uma preparação precisa das amostras com uma pressão uniforme. Ideal para a ciência dos materiais, farmacêutica e eletrónica. Explore os modelos agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
Gama de pressão	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
Diâmetro do pistão	160mm (d) em cilindro de óleo cromado	200mm (d) em cilindro de óleo cromado	200mm (d) em cilindro de óleo cromado	290mm (d) em cilindro de óleo cromado
Processo de pressurização	Programa de pressurização - Manutenção do programa - Alívio de pressão temporizado			
Conversão da pressão	O programa converte automaticamente a pressão suportada pela amostra			
Ecrã	Ecrã LCD de 7 polegadas			
Proteção do equipamento	Proteção em chapa de aço com porta de vidro orgânico			
Pressão Isostática	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
Câmara de pressão Isostática	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Φ90×150mm(M×N)
Curso do cilindro (T)	50mm	50mm	50mm	50mm
Tamanho do espaço	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
Dimensões exteriores	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
Fonte de alimentação do equipamento	1500W (220V/110V pode ser personalizado)			
Peso do equipamento	350kg	580kg	680kg	980kg