

Máquina De Prensa Hidráulica Aquecida Com Placas Aquecidas Para Prensa A Quente De Laboratório Com Caixa De Vácuo

Número do item: PCV



introdução

A prensa de laboratório hidráulica aquecida KINTEK com caixa de vácuo garante uma preparação precisa das amostras. Compacta, durável e com controlo digital da pressão para resultados superiores.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Gama de pressão	0-10,0 toneladas	0-10,0 toneladas
Processo de pressurização	Pressurização manual	Pressurização manual
Temperatura de aquecimento	Máximo 500°C	Máximo de 500°C
Placa de aquecimento	180×180mm	200×200mm
Material da caixa de vácuo	SUS 304 (aço inoxidável)	SUS 304 (aço inoxidável)
Tamanho do estúdio	400×400×400mm	400×100×400mm
Tamanho da porta	300×350mm	300×350mm
Grau de vácuo	-0.1MPa	-0,1MPa
Dimensões	450×550×850(L×W×H)	450×550×850(L×W×H)
Fonte de alimentação	220V50Hz (pode suportar 110V)	220V50Hz (pode suportar 110V)