

Máquina De Prensa Hidráulica Aquecida Com Placas Aquecidas Para Caixa De Vácuo Prensa Quente De Laboratório

Número do item: PCVM



introdução

Melhore a precisão do laboratório com a prensa de laboratório a vácuo aquecida da KINTEK para obter amostras uniformes e sem oxidação. Ideal para materiais sensíveis. Obtenha aconselhamento especializado agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCVM-10T
Gama de pressão	0-10,0 toneladas
Processo de pressurização	Pressurização manual
Temperatura de aquecimento	Máximo 500°C
Placa de aquecimento	180x180mm, 200x200mm (podem estar disponíveis opções personalizáveis)
Material da caixa de vácuo	SUS 304 (aço inoxidável)
Tamanho do estúdio	400x400x400mm
Tamanho da porta	300x350mm
Grau de vácuo	-0.1MPa
Dimensões (CxLxA)	450x550x850mm
Fonte de alimentação	220V 50Hz (opção 110V disponível)