


Molde De Prensa Anti-Rachadura Para Laboratório

Número do item: PML



introdução

Molde de prensa anti-rachadura de precisão para utilização em laboratório. Aço Cr12MoV durável, resistente a altas pressões, tamanhos personalizáveis. Ideal para testes de materiais. Adquira já o seu!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMT
Forma da amostra	
Material do molde	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra (opções padrão)	Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm (Personalizável - M)
Profundidade da cavidade	40mm (Personalizável - N)
Dimensões (exteriores)	Φ98*120mm (L*H)
Peso	Aprox. 5Kg
Diagrama de compatibilidade de tamanho da prensa hidráulica de pó	