

Molde De Prensa De Bolas Para Laboratório

Número do item: PMQ



introdução

Moldes de prensagem de esferas de alto desempenho para moldagem precisa de materiais de laboratório. Desenhos duráveis e versáteis para compactação de metal/cerâmica. Explore os tamanhos $\Phi 3$ -80mm. Contacte os especialistas da KINTEK hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMQ	
Forma da amostra		
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV	
Dureza do indentador	HRC60-HRC62	
Tamanho da amostra	$\Phi 6 \square \Phi 8 \square \Phi 10 \square \Phi 15 \square \Phi 20$ mm (M)	$\Phi 30 \square \Phi 40 \square \Phi 50$ mm (M)
Profundidade da cavidade	40 mm (N)	60 mm (N)
Dimensões	$\Phi 53 \times 120$ mm (L*H)	$\Phi 88 \times 150$ mm (C*H)
Peso	1,4 kg	5.8kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó		