

Molde De Prensa Cilíndrica Para Laboratório Com Balança

Número do item: PCMC



introdução

O Molde de Prensa Cilíndrica da KINTEK assegura o processamento preciso de materiais com pressão uniforme, formas versáteis e aquecimento opcional. Ideal para laboratórios e indústrias. Obtenha aconselhamento especializado agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCMC
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ10Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20 mm (M)
Profundidade da cavidade	100 mm (N)
Dimensões	Φ53*220mm(L*H)
Peso	4.8Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	