


## Molde Especial Para Prensa Térmica De Laboratório

Número do item: PCHF



### introdução

Moldes de prensa de laboratório KINTEK de precisão para uma preparação de amostras fiável. Duráveis, personalizáveis e ideais para diversas necessidades de investigação. Aumente a eficiência do seu laboratório hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCHF
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	0°C-500°C
Dureza do indentedor	SUS 304
Tamanho da amostra	Forma retangular ou óssea
Profundidade da cavidade	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Dimensões	80x80□180x180□200x200mm
Peso	0.4kg□0.8kg□1.0kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	