

# Molde De Prensa De Infravermelhos Para Aplicações Laboratoriais

Número do item: PMID



## introdução

Os moldes de prensa de laboratório da KINTEK garantem uma preparação precisa da amostra com uma construção duradoura em carboneto de tungstênio. Ideal para FTIR, XRF e investigação de baterias. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMID
Forma da amostra	
Material do molde	Carboneto de tungstênio
Dureza do indetador	HRC68-HRC85
Tamanho padrão da amostra	Φ13 mm(M)
Profundidade da cavidade	20mm(N)
Dimensões da amostra	Φ43*78mm(L*H)
Peso	0.76Kg
Diagrama do tamanho da matriz da prensa de pó hidráulico	