


Molde De Prensa Poligonal Para Laboratório

Número do item: PMPD



introdução

Molde de prensa poligonal de precisão para pós metálicos e materiais. Formas personalizadas, compactação a alta pressão, design duradouro. Ideal para laboratórios e fabrico.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMPD
Forma da amostra	(Poligonal, por exemplo, quadrado, hexagonal, etc.)
Material da matriz	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra (exemplos, personalizável)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 mm (M) (Outros tamanhos disponíveis mediante pedido)
Profundidade da cavidade	40 mm (N) (Personalizável)
Dimensões (molde geral)	Φ53*120mm (L*H) (Pode variar consoante o tamanho da amostra)
Peso (aproximado)	1.4Kg (Pode variar com base no tamanho)
Diagrama de compatibilidade de tamanho de prensa de pó hidráulico	