

Molde De Prensa De Anel Para Laboratório Para Preparação De Amostras

Número do item: PMO



introdução

Matrizes de prensa de anel de alta precisão para pellets uniformes em laboratórios e indústria. Liga Cr12MoV durável, tamanhos $\Phi 3$ -80mm. Aumente a eficiência e a precisão hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMQ	
Forma da amostra		
Material do molde	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV	
Dureza do indentador	HRC60-HRC62	
Opções de tamanho de amostra	$\Phi 7$ -3, $\Phi 10$ -5, $\Phi 20$ -10 mm (M)	$\Phi 30$ -10, $\Phi 50$ -20mm (D)
Profundidade da cavidade	40mm (N)	45mm (D)
Dimensões	$\Phi 53 \times 120$ mm (L*H)	$\Phi 72 \times 100$ mm, $\Phi 88 \times 120$ mm (D*L)
Peso	1.4Kg	3.5kg, 5kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó		