

Molde De Prensa Bidirecional Redondo Para Laboratório

Número do item: PMSY



introdução

Molde de prensa bidirecional redondo de precisão para utilização em laboratório, compactação de alta densidade, liga de aço Cr12MoV. Ideal para metalurgia do pó e cerâmica.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMSY
Forma da amostra	
Material da matriz	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ12□Φ13□Φ15□Φ18□Φ20mm(M)
Profundidade da cavidade	40mm (N)
Dimensões	Φ88*175mm(L*H)
Peso	3.0Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	