


Prensa Hidráulica De Laboratório A Quente Para Preparação De Eletrólitos De Baterias De Estado Sólido

Número do item: ZY03



introdução

Esta prensa hidráulica de laboratório a quente compacta e de alta precisão oferece aquecimento independente de duplo platen até 300°C, pressão de 5 toneladas, refrigeração por água integrada com controle digital preciso para preparação de eletrólitos de baterias de estado sólido, laminação de compósitos poliméricos e fabricação de conjuntos de eletrodos de membrana.

Saiba mais

Parâmetro	Valor / Especificação
Modelo	ZY03
Temperatura de Trabalho	0 - 300°C
Controle de Temperatura	Tela Sensível ao Toque de 7 polegadas (Controle PID)
Método de Aquecimento	Aquecedor embutido, aquecimento independente de duplo platen
Potência de Aquecimento	700W
Tamanho do Platen	120 x 120 mm
Abertura do Platen	50 mm
Pressão de Trabalho	0 - 5 Toneladas (50 kN)
Precisão do Controle de Pressão	±0.05 Toneladas (±0.5 kN)
Manutenção de Pressão	Função de manutenção automática de pressão e reposição automática
Método de Resfriamento do Platen	Resfriamento por água circulante
Dimensões	250 x 230 x 390 mm
Peso	55 kg
Alimentação	AC 220V, 50Hz
Certificação	CE