

Prensa Hidráulica Térmica De Laboratório Para Pesquisa De Baterias De Estado Sólido

Número do item: MY04



introdução

Descubra nossa compacta prensa hidráulica térmica de laboratório para pesquisa de baterias de estado sólido. Alcance uma compactação térmica precisa até 500°C e 5 toneladas com estabilização automatizada de pressão e resfriamento a água. Ideal para consolidação de eletrólitos, laminação de eletrodos e síntese de polímeros em laboratórios.

Saiba mais

Parâmetro Técnico	Especificação
Modelo	MY04
Temperatura de Trabalho do Prato	0 - 500 °C
Potência de Aquecimento	1500 W
Tamanho do Prato	180 mm × 180 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 - 5 T (Toneladas)
Precisão do Controle de Pressão	±0.05 T
Gerenciamento de Pressão	Manutenção e reposição automáticas de pressão
Método de Resfriamento do Prato	Resfriamento por circulação de água
Alimentação Elétrica	220 V / 50 Hz
Dimensões do Equipamento	290 mm × 290 mm × 420 mm
Peso	90 kg