

Prensa Hidráulica De Laboratório Prensa De Pellets De Laboratório 2T Para Kbr Ftir

Número do item: KT-KBP



introdução

Prensa Hidráulica de Laboratório KINTEK 2T para preparação precisa de amostras FTIR, criação durável de pastilhas KBr e teste versátil de materiais. Ideal para laboratórios de investigação.

Saiba mais

Modelo	PCKBR-2T
Pressão de trabalho (T)	0-2 (30Mpa)
Diâmetro do pistão	Φ45mm
Estabilidade da pressão	≤1MPa/10min
Diâmetro da bancada de trabalho	Φ45mm
Número de colunas	Duas
Espaço de trabalho (L×P)	54×55 mm
Dimensões (L×L×H)	100×220×220 mm
Peso (kg)	4,8 kg