

Prensa Hidráulica De Laboratório Máquina De Prensagem De Pellets Para Caixa De Luvas

Número do item: PCG



introdução

Prensa de laboratório de precisão para caixas de luvas: Design compacto e à prova de fugas com controlo digital da pressão. Ideal para o processamento de materiais em atmosfera inerte. Explore agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCG-25T1818	PCG-25T2020
Gama de pressão	0-25T	0-25T
Processo de pressurização	Programar pressurização-programar alívio de pressão temporizado	Programa de pressurização-programa de alívio de pressão temporizado
Tempo de retenção da pressão	0-999.59 (Segundos)	0-999.59 (Segundos)
Temperatura de aquecimento	Até 500°C	Até 500°C
Placa de aquecimento	180×180mm	200×200mm
Pega da caixa de luvas	St's 304	St's 304
Tamanho do estúdio	780×650×700mm	780×650×700mm
Tamanho da cabina de transição	Φ240×260mm	Φ240×260mm
Grau de vácuo	-0.1MPa	-0.1MPa
Tamanho da máquina inteira	1200×950×1800mm (L×W×H)	1200×950×1800mm (L×W×H)
Fonte de alimentação	220V 50Hz	220V 50Hz