

Molde De Prensa De Laboratório Com Forma Especial Para Aplicações Laboratoriais

Número do item: PMT



introdução

Moldes de prensagem de formas especiais para aplicações laboratoriais precisas.

Personalizável, desempenho de alta pressão e formas versáteis. Ideal para cerâmica, produtos farmacêuticos e muito mais. Contacte a KINTEK hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMT
Forma da amostra	
Material do molde	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra (diâmetro)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M) (Personalizável)
Profundidade da cavidade	40mm (N) (Personalizável)
Dimensões (exteriores)	Φ53*120mm (L*H) (varia consoante a personalização)
Peso	Aprox. 1.4Kg (Varia de acordo com a personalização)
Diagrama de compatibilidade de tamanho de prensa de pó hidráulico	