

Mold De Prensagem De Pastilhas De Pó Para Laboratório Com Anel Plástico Kbr Para Xrf

Número do item: PMXP



introdução

Mold de Prensagem de Pastilhas de Pó para XRF com Anéis Plásticos para preparação precisa de amostras. Obtenha pastilhas uniformes com construção em aço-liga ferramenta durável. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMXP
Formato da amostra prensada	
Temperatura de aquecimento	Temperatura ambiente - 300°C (Observação: para uso com prensas laboratoriais aquecidas ou variantes de molde aquecido)
Material do molde	Aço-liga ferramenta
Tamanho da amostra	Φ25mm (d)
Espessura da amostra	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (utilizando 6 anéis quantitativos)
Dimensão externa	200*60mm (D*A)
Fonte de alimentação	220V/300W (Observação: relevante para variantes associadas de prensa aquecida ou molde aquecido)
Diagrama de dimensões	