

Molde De Prensagem De Pelotas De Pó De Laboratório Com Anel De Aço Xrf Kbr Para Ftir

Número do item: PMXS



introdução

Molde de pellets de aço de precisão para XRF para preparação de amostras de laboratório. Durável, eficiente e garante uma análise XRF exacta. Tamanhos personalizados disponíveis. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMXS
Forma da amostra	
Material do molde	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV
Dureza do indentador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ32mm, Φ40mm (M)
Profundidade da cavidade	45mm (N)
Dimensões	Φ73*133mm (L*H)
Peso	3.2Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	